

Heraeus



Venus[®] Supra

Langlebiges Hochglanzpoliersystem

Venus[®]

Die neue Ästhetik.




Venus Supra – Langlebiges Hochglanzpoliersystem

Venus Supra – Polierer für „Supra“-Ergebnisse

Verwenden Sie Venus Supra für die Politur aller Arten von Kompositen – Sie erzielen eine lang anhaltende, hochglänzende Polierwirkung für natürlich schöne Kompositrestaurationen!

Venus Supra Vor- und Hochglanzpolierer bestehen aus mit mikrofeinem Diamantpulver hochgefülltem Silikon. Die fünf verschiedenen Formen bieten eine universelle Lösung für alle Front- und Seitenzahnrestaurationen.

Venus Supra – Hochglanz für jedes Komposit



Quelle: Heraeus Kulzer F&E, Wehrheim, Deutschland
Unveröffentlichte Daten, Dokumentation vorhanden

Venus Supra erreichte die geringste Oberflächenrauigkeit, wodurch Plaqueansammlungen und Verfärbungen im Laufe der Zeit reduziert werden. Die mit Venus Supra polierten Komposite zeichneten sich durch besonderen Hochglanz (Reflexion) aus, der zu lang anhaltenden ästhetischen Ergebnissen führt.

Venus Supra – in nur zwei Arbeitsschritten zu lang anhaltender Ästhetik


1. Rot → Vorpolierer



2. Grau → Hochglanzpolierer



Schaffen Sie unsichtbare, natürlich glänzende Kompositrestaurationen in nur zwei Arbeitsschritten mit geringem Materialabrieb. Häufige Wechsel der Instrumente gehören mit Venus Supra der Vergangenheit an.



Venus Supra – Praktisch und wirtschaftlich

Venus Supra Polierer sind autoklavierbar und können, je nach Form und Größe der polierten Restaurationen, mehrmals verwendet werden.



Spüren Sie den Unterschied mit Venus Supra.



Polierte Kompositrestauration




Mit Venus Supra polierte Kompositrestauration

Venus Supra – Vorteile auf einen Blick

Hochgefüllt mit mikrofeinem Diamantpulver	Lang anhaltender Hochglanz
Universell anwendbar	Ein System für alle Komposit- und Restaurationsarten
Nur zwei Arbeitsschritte	Zeitsparend
Autoklavierbar und wiederverwendbar	Wirtschaftlich

Natürlich schöne Politur für jede Restauration!



Möchten Sie mehr über Venus erfahren?
Besuchen Sie www.heraeus-venus.de

Venus Supra

Artikel Artikelnummer


Venus Supra Kit 66039110
 10 Polierer: jede der fünf Formen als
 Vor- und Hochglanzpolierer



Venus Supra Refills

10 Polierer: eine Form als
 Vor- und Hochglanzpolierer (je 5x)

■ Kelch 66039161



■ Scheibe 66039162



■ Flamme 66039163



■ Großer Kelch 66039164



■ Große Flamme 66039165



Kontakt in Deutschland
Heraeus Kulzer GmbH
 Grüner Weg 11
 63450 Hanau
 Phone 0800 43 72 33 68
 Fax 06181-35 59 85
 info.dent@heraeus.com
 www.heraeus-kulzer.com

Kontakt in Österreich
Heraeus Kulzer Austria GmbH
 Nordbahnstr. 36/2/4/ Top 4.5
 1020 Wien
 Phone +43 1.408.09.41
 Fax +43 1.408.09.41-70
 officehkat@heraeus.com
 www.heraeus-kulzer.at

Kontakt in der Schweiz
Heraeus Kulzer Switzerland AG
 Ringstrasse 15A
 8600 Dübendorf
 Phone +41 43.333.72-50
 Fax +41 43.333.72-51
 officehkch@heraeus.com
 www.heraeus-kulzer.ch

Nur bei der Marke Venus handelt es sich um eine eingetragene Marke von Heraeus Kulzer.