

Heraeus



**Venus<sup>®</sup> Supra**

Lucidatura eccellente e duratura

**Venus<sup>®</sup>**  
La nuova estetica.



Senti la differenza.  
Vedi la differenza.


## Venus Supra fa la differenza.



Restauro in composito  
lucidato con un sistema  
di lucidatura standard



Immagine al A.F.M.\* della superficie  
di un campione eseguito con  
composito microibrido lucidato  
con un sistema di lucidatura standard



Restauro in composito  
lucidato con Venus<sup>®</sup> Supra



Immagine al A.F.M.\* della superficie  
di un restauro eseguito con composito  
microibrido lucidato con il sistema  
di lucidatura Venus Supra



### Venus Supra – Il tocco finale per un restauro d'eccellenza.

Nuovo sistema universale di lucidatura in due step, che garantisce una lucidatura eccellente e duratura per ogni tipo di restauro in composito – solo due passaggi per un risultato naturale ed altamente estetico.

### Venus Supra – Pratico ed economico

I gommini di lucidatura Venus Supra sono autoclavabili e possono essere riutilizzati più volte in base alla forma e alle dimensioni dei restauri lucidati.



\*A.F.M.: microscopio a forza atomica

Immagini gentilmente concesse dal Dr. Giacomo Derchi  
Oral Biology Research Group, Istituto Stomatologico Tirreno  
Versilia General Ospital, Italy.

### Venus Supra – Gommini di lucidatura per un risultato “Superiore”

Utilizzando i gommini Venus Supra per lucidare ogni tipo di composito - si raggiungono risultati duraturi con un eccellente effetto lucidante per una resa naturalmente estetica del restauro!

I gommini Venus Supra per la rifinitura e lucidatura sono realizzati in silicone altamente riempito con polvere microfine di diamante. Le cinque differenti forme garantiscono una soluzione universale sia nei restauri su anteriori che posteriori.

### Venus Supra – Due passaggi per un'estetica duratura

#### 1. Rosa → Rifinitura



#### 2. Grigio → Lucidatura



Per creare un restauro in composito invisibile e naturalmente lucido in soli due steps senza dover utilizzare diversi strumenti e con una ridotta usura del materiale.




### Venus Supra – Benefici

Altamente riempito con polvere microfine di diamante	Elevata e durevole lucidatura
Applicazione universale	Un solo sistema per tutti i tipi di restauro in composito
Solo due steps	Risparmio di tempo
Autoclavabili e riutilizzabili	Economia di costi

Restauri naturalmente belli ogni volta!

### Venus Supra – Eccellente lucidatura per ogni composito



Fonte: Heraeus Kulzer R&D, Wehrheim, Germany  
Non pubblicato. Dati on file.

Venus Supra determina la più bassa rugosità di superficie riducendo l'accumulo di placca e la pigmentazione nel tempo. L'alto effetto lucidante (riflessione) mostrato da ogni tipo di composito lucidato con Venus Supra è garanzia di un risultato naturalmente estetico e duraturo.

Vuoi avere maggiori informazioni sul mondo Venus?  
Vista il sito dedicato [www.heraeus-venus.com](http://www.heraeus-venus.com)

## Venus Supra - Gamma prodotto

Descrizione Codice Art.

### Venus Supra Kit 66039110

10 gommini: ciascuna delle cinque forme disponibili nella versione per rifiniture e per lucidatura



### Venus Supra Refills

10 gommini: ciascuna forma nella versione per rifinitura (5 pz.) e lucidatura (5 pz.)

■ Coppa 66039161



■ Disco 66039162



■ Fiamma 66039163



■ Coppa larga 66039164



■ Fiamma larga 66039165



### Heraeus Kulzer srl

Via Console Flaminio, 5/7

20134 Milano

Tel. 02 210094.1

Fax 02 210094.282/283

heraeus.hki@heraeus.com

www.heraeuskulzer.it