

Heraeus



## Venus<sup>®</sup> Supra

Polissoirs pour un  
brillant éclatant durable

Venus<sup>®</sup>

La nouvelle esthétique.



Sentez la différence.  
Percevez la différence.

Venus Supra crée la différence.



Restauration en composite, polie



Venus<sup>®</sup> Supra  
Restauration en composite, polie



#### Venus Supra – La touche finale de vos restaurations

Ce système de polissoirs diamantés universels procure un poli et un brillant réels et durables de chaque restauration en composite en deux étapes seulement, pour un rendu esthétique naturellement beau.

#### Venus Supra – Pratique et économique

Les polissoirs Venus Supra sont autoclavables et peuvent être réutilisés plusieurs fois, en fonction du type et de la taille des restaurations polies.



## Venus Supra - Des polissoirs pour des résultats supérieurs

Utilisez Venus Supra pour le polissage de tout vos composites : vous obtiendrez des belles restaurations en composite naturelles d'un poli et d'un brillant parfaits et durables!

Les polissoirs de pré-polissage et de brillantage Venus Supra sont en silicone à haute teneur en poudre diamantée micro-fine. Les 5 formes différentes offrent une solution universelle pour toutes les restaurations antérieures et postérieures.

## Venus Supra - 2-étapes pour une esthétique permanente

### 1. Rouge → polissoirs de pré-polissage



### 2. Gris → polissoirs de brillantage



Réalisez des restaurations en composite invisibles et d'un brillant naturel en seulement 2 étapes, sans changer plusieurs fois d'instruments et en enlevant une quantité minime de matériau.




## Venus Supra - Résumé des avantages

Haute teneur en poudre diamantée micro-fine	Brillant naturel durable
Usage universel	Un seul système pour toutes les restaurations en composite
2 étapes seulement	Economie de temps
Autoclavable et réutilisable	Economique

## De belles restaurations naturelles... tout le temps!

## Venus Supra - Un brillant extrême de tous les composites



Source: R&D de Heraeus Kulzer, Wehrheim, Allemagne  
Non publié. Données fichées.

Venus Supra a réalisé la rugosité de surface la moins importante, diminuant ainsi le risque d'accumulation de plaque et de coloration au fil du temps. Le brillant élevé (réflexion) observé avec tous les composites polis avec Venus Supra a conduit à des résultats esthétiques durables.

Vous souhaitez en savoir plus sur Venus ?  
Connectez-vous à [www.heraeus-venus.com](http://www.heraeus-venus.com)

## Venus Supra

Produit \_\_\_\_\_ Référence

**Venus Supra Kit** \_\_\_\_\_ 66039110  
10 polissoirs: un polissoir de pré-polissage  
et un polissoir de brillantage de chaque forme



### Réassort Venus Supra

10 polissoirs d'une même forme:  
5 polissoirs de pré-polissage + 5 polissoirs de brillantage

■ Cupule \_\_\_\_\_ 66039161



■ Disque \_\_\_\_\_ 66039162



■ Flamme \_\_\_\_\_ 66039163



■ Cupule grande taille \_\_\_\_\_ 66039164



■ Flamme grande taille \_\_\_\_\_ 66039165



### Contact en France

#### Heraeus

Division Dentaire  
Villebon - BP 630  
91945 Courtabœuf Cedex  
Tél: +33 (0)1 69 18 48 85  
Fax: +33 (0)1 69 28 78 22  
dentaire@heraeus.com  
www.heraeus-kulzer.com  
www.heraeus-venus.com

N° Azur 0 810 813 250

Coût appel local